


So wird der Mund-Nasen-Schutz verwendet



1. **Vorher: Waschen Sie Ihre Hände oder desinfizieren Sie sie mit Händedesinfektionsmittel.**
2. **Finden Sie heraus, welche Seite die Vorderseite ist. Das ist in der Regel die farbige Seite.**
3. **Bedecken Sie Mund und Nase mit dem Mund-Nasen-Schutz und befestigen Sie die Gummibänder hinter den Ohren.**
4. **Vergewissern Sie sich, dass der Mund-Nasen-Schutz ganz dicht am Gesicht anliegt.**
5. **Berühren Sie den Mund-Nasen-Schutz während des Tragens nicht. Wechseln Sie den Mund-Nasen-Schutz häufig und vor allem dann, wenn er durchfeuchtet oder verschmutzt ist.**
6. **Zum Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes greifen Sie an den seitlichen Gummis; berühren Sie dabei nicht die Vorderseite.**
7. **Nachher: Waschen Sie Ihre Hände oder desinfizieren Sie sie mit Händedesinfektionsmittel.**

Ein Mund-Nasen-Schutz kann bei kurzzeitiger Verwendung (z. B. ein Toilettenbesuch während eines Restaurantbesuchs) wiederverwendet werden. Bewahren Sie ihn in einer Plastiktüte oder in einer Innentasche auf. Desinfizieren Sie Ihre Hände vor und nach dem Gebrauch.